

## Service de Séquençage d'ADN

L'équipe de séquençage d'ADN de FASTERIS a pour objectif principal la satisfaction de ses clients.

Nos professionnels expérimentés s'engagent à offrir un service de la plus haute qualité à un prix compétitif.

Notre **Service Standard** comprend :

- > **Un délai de réponse très court**  
Lorsque nous recevons les échantillons avant 14h, nous envoyons le résultat le jour ouvrable suivant.
- > **Service de ramassage à Genève**  
En alternative à la poste, nous réduisons encore le délai de réponse de 12 à 24 h grâce à notre propre service de ramassage des échantillons.
- > **Haut taux de succès**  
Nous tenons à obtenir des résultats avec vos échantillons et répétons gratuitement les réactions qui ne donnent pas satisfaction.
- > **Longues séquences**  
Nous lisons de 750 à 900 bases, et pour certaines matrices plus de 1000 bases.
- > **Confidentialité**  
FASTERIS garantit une complète confidentialité.
- > **Amorces standard gratuites**  
Comme par exemple les amorces M13F, M13R, SP6, T7 et T3. La [liste](#) complète est disponible sur notre site Internet.
- > **Service personnalisé**  
Nous offrons des conseils techniques pour vous aider à déterminer la stratégie qui convient le mieux à vos besoins particuliers.
- > **Edition manuelle de la séquence** (optionnel)  
Nous vérifions personnellement les séquences générées par l'ordinateur pour assurer la plus grande exactitude.

*AVEC VOUS, POUR GARANTIR LE SUCCES*

### PRIX

- > **Service Standard :** CHF 20 / € 13.50  
Sans édition de la séquence.
- > **Edition de la séquence:** CHF 5 / € 3.30  
Vérification manuelle de la séquence.
- > **Remises selon le nombre d'analyses**  
A la fin de chaque mois nous calculons le nombre d'analyses effectuées et nous offrons les remises suivantes sur la facture :

Réactions par Mois	Remise
Plus de 25	5%
Plus de 50	10%
Plus de 100	15%
Plus de 500	20%

Si vous le désirez, nous répétons gratuitement les analyses qui ne donnent pas de résultat.

Les prix et conditions peuvent changer. La TVA suisse 7.6% est en sus.

### ECHANTILLONS

Veillez fournir **5 µl** par réaction contenant 100 fmol d'ADN :

- > **250-500 ng** d'ADN plasmidique (100 ng/µl),
- > « **une bande visible** » de produit PCR purifié (approx. 2 ng pour 100 bp),
- > 1 µg pour les grands plasmides (cosmides, BACs), ou
- > 1-2 µg d'ADN génomique bactérien.

Au cas où vous n'utiliserez pas une amorce standard, veuillez la rajouter dans un tube séparé (1µl à **10 µM** par réaction).

Si nécessaire, nous pouvons purifier vos échantillons d'ADN (des conditions spéciales s'appliquent).

### COMMANDE

N'hésitez pas à nous contacter pour tester notre service.

> FASTERIS SA

> Case Postale 28 > CH-1228 Plan-les-Ouates > Suisse  
> Tél.: +41-22-794 22 23 > Fax: +41-22-794 22 24  
> email: [info@fasteris.com](mailto:info@fasteris.com) > [www.fasteris.com](http://www.fasteris.com)

Copyright © 2003-2007, FASTERIS SA